

日本細菌検査オリジナルマイクロピペット

バクットピペット

バクットピペット専用チップ

バクットフィルターチップ



本体がコンパクトで取りまわししやすい！
専用チップが長く、サンプルバッグに触れにくい！
など、大好評頂いております！

＜バクットピペット・バクットフィルターチップの主な特徴＞

☆オリジナルノーズコーン

取り回しやすくするためノーズコーンを短い設計にしました。

☆チップの長さ

全長160mmにより、ピペット本体がサンプルバッグ内に触れにくく、
本体への汚染を極力防ぐことができます。

☆安心のフィルター付

マイクロピペットでは操作の際、検液が跳ね上がることもあり、
バクットピペット本体へ試料が混入しないようチップ上部にフィルターが装着しております。

☆滅菌済タイプ


25本1袋包装でγ滅菌処理済みです。

☆価格

一般的ロングチップと比べローコストです。


特徴①

チップの長さ!!160mm!!



特徴②

袋に触れにくく、快適なピペット操作!!



品番	品名	全長	重さ	最少目盛	容量範囲	測定容量	精度	オートクレーブ
NBT-1000	バケットピペット	220mm	84g	2 μ l	200~1000 μ l	1000 μ l	±1%	不可

☆別売:バケットピペット専用スタンド(Na.046)

品番	品名	全長	規格	滅菌方式	材質
045F	バケットフィルターチップ	160mm	25本×40袋/箱	γ線滅菌	本体:PP(ポリプロピレン)、フィルター:綿

食の未来を創造する
For the Future of Food

日本細菌検査株式会社
Nippon Bacterial Test Co., Ltd.
SINCE 1877
<https://nipponbacterialtest.co.jp/>

本社	:〒532-0005	大阪府大阪市淀川区三国本町2-13-59	TEL 06-6395-3731	FAX 06-6395-3737
東京支店	:〒134-0084	東京都江戸川区東葛西5-27-2アグラビルディング3F	TEL 03-5878-8910	FAX 03-5878-8911
仙台営業所	:〒981-8004	宮城県仙台市泉区旭丘堤2-18-16-102	TEL 022-219-2263	FAX 022-219-2269
名古屋営業所	:〒464-0801	愛知県名古屋市中千種区星ヶ丘2-70-204	TEL 052-783-6200	FAX 052-783-6202
大阪営業所	:〒532-0005	大阪府大阪市淀川区三国本町2-13-59	TEL 06-6395-3733	FAX 06-6395-2051
広島営業所	:〒732-0057	広島県広島市二葉の里1-1-72-803	TEL 082-262-4547	FAX 082-262-4543
福岡営業所	:〒812-0044	福岡県福岡市博多区千代3-2-1	TEL 092-631-4141	FAX 092-651-0748
工場	:〒532-0005	大阪府大阪市淀川区三国本町2-13-58	TEL 06-6395-3651	FAX 06-6396-1789
食品科学研究所	:〒532-0005	大阪府大阪市淀川区三国本町2-13-57	TEL 06-6395-3736	FAX 06-6395-3737